

## Anleitung zum Kalibrieren des Mikroskops mit der EPview Software

Gleichgültig, welches Gerät Sie zur Steuerung Ihrer digitalen EP50 Mikroskopkamera verwenden, umfasst die Kalibrierung Ihres Mikroskops mit der EPview Software nur wenige einfache Schritte.

### SCHRITT 1

Kalibrierung der manuellen Vergrößerung starten

### SCHRITT 2

Zu kalibrierendes Objektiv aus der Liste der Objektive wählen

### SCHRITT 3

Abstand auf dem Mikrometerlineal mittels Start- und Endpunkt angeben


### SCHRITT 4

Eingabe bestätigen und die passende Maßeinheit wählen


### SCHRITT 5

Ggf. andere Objektive kalibrieren, ansonsten ist das Verfahren abgeschlossen

EPview Software  
für Windows



EPView APP für  
iOS



EPView Bild-  
schirmanzeige  
(OSD)

