

Comment étalonner votre microscope avec le logiciel EPview™

Peu importe l'appareil que vous utilisez pour contrôler votre caméra de microscope numérique EP50, l'étalonnage de votre microscope à l'aide du logiciel EPview™ se fait en quelques étapes simples.

ÉTAPE 1

Lancez l'étalonnage manuel du grossissement.

ÉTAPE 2

Sélectionnez l'objectif à étalonner dans la liste des objectifs.

ÉTAPE 3

Indiquez une distance sur la règle micrométrique avec les points de départ et d'arrivée.


ÉTAPE 4

Confirmez la saisie et sélectionnez l'unité de mesure adaptée.


ÉTAPE 5

Étalonnez d'autres objectifs au besoin; sinon, la procédure est terminée.

Logiciel EPview pour Windows



Application EPView pour iOS



Affichage à l'écran EPView

